



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

192019, г. Санкт – Петербург,
ул. Бехтерева, д. 3
ОКПО 01966466, ОГРН 1037825015953
ИНН/КПП 7811017424/781101001

Гл.бухгалтер: 412-94-01
Канцелярия т/ф.: 412-54-06

06.03.2017 г.

ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России планирует произвести закупку медицинских расходных материалов для нужд учреждения в 2017 году. Для определения начальной цены контракта предлагаем всем заинтересованным лицам предоставить в срок до 14 марта 2017 года коммерческие предложения на следующие товары:

№ п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Ед.изм.	Кол- во
1	Перчатки нестерильные. Размер М	Перчатки неопудренные из натурального латекса. Интенсивно-жёлтого цвета, хлорированные с обеих сторон (двойная хлоринация). Нестерильные, длина 295мм, толщина на ладони не менее 0,18мм, толщина на пальцах не менее 0,20мм. Анатомической формы, наружная поверхность полностью текстурированная, выраженный скатанный вовнутрь валик. Содержание протеинов по методу Лоури 20 мкг/г. Уровень AQL 1,0 (указано на упаковке). Растяжимость 860% (после надевания), 900% (перед надеванием). Полное соответствие ГОСТ 52238-2004. Срок годности – не менее 5 лет	пара	1400
2	Перчатки диагностические повышенной прочности Размер М	Диагностические неопудренные перчатки из натурального латекса повышенной прочности (указано в Регистрационном удостоверении для подтверждения возможности использования в патологической анатомии). Тёмно-синего цвета, полностью текстурированные. Нехлорированные для предотвращения негативного влияния хлора на кожу. Толщина на ладони не менее 0,34мм, толщина на пальцах не менее 0,35мм. Длина 295мм. Содержание протеинов по методу Лоури 20 мкг/г. Уровень AQL 1,5 (указано на упаковке). Растяжимость 500% (после надевания), 700% (перед надеванием). Упакованы в гигиенический диспенсер с укладкой обеспечивающей подачу перчаток по одной (для профилактики контактного пути распространения инфекции). После извлечения одной перчатки, манжета следующей частично выходит из диспенсера, что позволяет извлечь перчатку за манжету и предотвращает контакт рук персонала с другими перчатками, диспенсером. Полное соответствие ГОСТ 52239-2004. Размер М. Срок	пара	50

		годности – не менее 5 лет		
3	Салфетка 30*40	Салфетка 30х40 см, изготовлена из нетканого полипропиленового 4-х слойного материала СММС, плотностью 42 г/м². Толщина материала не менее 0,33мм. Пылеворсоотделение 1,2 Log10. Сопротивление жидкому проникновению 41 см Н2О. Прочность на разрыв в сухом состоянии 167 кПа. Прочность на разрыв во влажном состоянии 169 кПа. Мягкий, легкий материал, не раздражает кожных покровов. Срок годности – не менее 5 лет	шт	100
4	Салфетки стер. 16*14 №10	Салфетка 2-ух слойная из медицинской марли, размер 14х16. Упакована в полимерную пыле и влагонепроницаемую упаковку. В упаковке 10шт	уп	100
5	Беруши	Вкладыши ушные (беруши) без шнура. Применяются для снижения нагрузки на слуховой аппарат во время работы в цехах, громких мероприятий, для уменьшения дискомфорта во время авиаперелетов. Изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного полиуретана, принимают форму слухового канала. Помогают защищать уши от попадания воды во время плавания, принятия ванн или душа.	шт	230
6	Гель для УЗИ 1л	Гель для ультразвуковых исследований, доплерографии. Эффективен при всех видах исследований. Состав: вода, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты. Технические характеристики: 1. Вязкость 18 – 22 Па·с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/ 30 об/мин., скорость сдвига (7,5 · с ⁻¹ , при 23°C). 2. pH 6,8 – 7,0. 3. Акустический импеданс 1,56 · 10 ⁵ г/см ² · с. 4. Скорость распространения ультразвука – 1498 м/сек. Класс потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609-2000. Гарантийный срок годности – не менее 3 года.	шт	1
7	Катетер в/в периферический с доп. портом 20G	Стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет	шт	450
8	Повязка фиксирующая медицинская защитная для в/в катетеров с портом №100	Фиксатор для периферических катетеров с портом №100. Индивидуальная упаковка. Размер 8,5 х7 см. Выполнена из белого мягкого нетканого, безопасного для кожи материала. Акриловый клей медицинской степени очистки. Защитное покрытие – крафт-бумага	уп	4

		с односторонней силиконизацией. Адсорбирующая прокладка по центру повязки – термосклеенная вискоза размером 20х28 мм, образует удобное ложе вдоль корпуса канюли, помогая удерживать участок кожи вокруг места пункции сухим и защищая его от контаминации. Расположение закрепляющих полосок поверх адсорбирующей прокладки. Длительность стояния до 72 часов. Упаковка 100шт. Срок годности – не менее 5 лет		
9	Комплект сосудов для введения рентгеноконтрастных веществ шт/уп	Для инжектора Medrad Vistron CT ▪ Шприц 200 мл ▪ Трубка соединительная низкого давления; ▪ Трубка быстрого наполнения	шт	130
10	Емкость-контейнер для сбора колющего инструментария 0,5л	Емкость-контейнер пластиковый, предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медработником производственной травмы. Содержимое подлежит дезинфекции. Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на скорой помощи и др. Емкость 0,5 л. Контур крышки не позволяет использовать контейнер повторно и особое днище контейнера, дающее возможность прикреплять контейнеры к различным поверхностям при помощи винтового механизма. Контейнер снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца. Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской Техники. Соответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п. 7.2: емкости обеспечивают герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения. Подходит для сбора СР-шприцев. Комплектующие: Основа - 1 шт. Крышка № 1 с отверстиями для снятия игл - 1 шт. Красная крышка № 2-заглушка - 1 шт. Наклейка-маркировка - 1 шт.	шт	90
11	Шприц 10,0	1. Отрицательное сенсibiliзирующее действие на провокационной кожной пробе 2. Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. 3. Трёхгранная лазерная заточка иглы. 4. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. 5. Игла надета на шприц. 6. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом). 7. Прозрачность колбы поршня - transparent- 0,95 п. 8. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). 9. Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). 10. При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. 11. Полное цветовое соответствие индивидуальной,	шт	2000

		внутренней и внешней упаковки. 12. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. 13. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. 14. Срок годности не менее 5 лет 15. Нанесена дополнительная градуировка - (10 мл-до 12 мл); 16. Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность. пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. 17. Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: железо менее 0,05, никель - менее 0,05, марганец - менее 0,05; 18. Отрицательное сенсibiliзирующее действие на провокационной кожной пробе		
12	Шприц 5,0	1. Отрицательное сенсibiliзирующее действие на провокационной кожной пробе 2. Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. 3. Трёхгранная лазерная заточка иглы. 4. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. 5. Игла надета на шприц. 6. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом). 7. Прозрачность колбы поршня - transparent- 0,95 п. 8. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). 9. Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага (для выхода токсичных газов). 10. При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. 11. Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. 12. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. 13. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. 14. Срок годности 5 лет. 15. Нанесена дополнительная градуировка - (5 мл - до 6 мл); 16. Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. 17. Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124;	шт	7000

		Металлов в вытяжке: железо менее 0,05, никель - менее 0,05, марганец - менее 0,05;		
13	Шприц 20,0	1.Отрицательное сенсibiliзирующее действие на провокационной кожной пробе 2. Трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне для плавности хода поршня. 3. Трёхгранная лазерная заточка иглы. 4. Игла покрыта и внешне и внутренне слоем специализированного силикона для безболезненной инъекции. 5. Игла надета на шприц. 6. Градуировка на шприце - чёрного цвета - несмываема (нанесена специальным типографским способом). 7. Прозрачность колбы поршня - transparent- 0,95 п. 8. Колба шприца имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5 дж.). 9. Упаковка "блистер" -сверху полиэтилен, снизу медицинская бумага(для выхода токсичных газов). 10. При вскрытии упаковки не должно быть ворсинок на полиэтилене для обеспечения дополнительной безопасности при вводе лекарства. 11.Полное цветовое соответствие индивидуальной, внутренней и внешней упаковки. 12. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. 13. Наличие на упаковке названия фирмы, телефон производителя на русском языке. 14.Срок годности 5 лет. 15. Нанесена дополнительная градуировка - (20 мл- до 22 мл); 16. Наличие протокола токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность. 17. Содержания формальдегида менее 0,05 мг/л; Изменение Рн вытяжки 0,22-0,53 ед. рН; Ультрафиолетовое поглощение вытяжек в диапазоне длин волн 220-360нм 0,021-0,124; Металлов в вытяжке: железо менее 0,05, никель - менее 0,05, марганец - менее 0,05;	шт	250
14	Система инфузионная для переливания растворов	1.Толщина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) - 2,2 мм 2.Длина инъекционного порта (для введения доп. инъекций) - 42 мм 3.Внутри полиэтиленовой стерильной упаковки находится полоска медицинской бумаги для выхода токсичных газов шириной 15 мм 4. 20 капель = 1 мл (указано на упаковке) 5. Длина трубки -180 см 6. Дисковый фильтр (размер 10 мм) внутри колбы 7. Длина колбы 50 мм 8. Длина роликового зажима - 56 мм с дополнительным устройством фиксации трубки. 9. Игла в вену 0,8мм x 40 мм 10. Возможность работы роликового зажима в режиме 6 капель в минуту 11. Двухступенчатый Пластмассовый щуп в пробку -	шт	3000

		длина щупа 35мм 12. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, СЕ сертификата 13. Наличие на упаковке инструкции по применению 14. Размеры транспортной коробки (в/ш/д), м - 0.59 / 0.41 / 0.39 15. Количество в упаковке/трансп. коробе 25/500 шт		
15	Система минивен «Бабочка»	Игла-бабочка. Пункционная игла из хромоникелевой стали с кремниевым напылением, гибкие крылышки обеспечивают надежную фиксацию, гибкая прозрачная, устойчивая к перегибам линия. Герметичное винтовое соединение, цветовая кодировка. Материал: хромоникелевая сталь с кремниевым напылением. Для периферической венопункции.	шт	300
16	Вата хирургическая нестерильная 250,0гр.	Вата хирургическая гигроскопическая 100% хлопковая, нестерильная, типа «Амелия». Двухслойная плёночная упаковка. Класс Премиум. Из натурального длиноволокнистого сырья - 100% хлопка высшей пробы без добавления добавок и примесей.	шт	30
17	Бахилы	5,0 гр., гладкие. Размер 15 x 41см, сырьё: 100% - первичное.	шт	300
18	Полотенца № 250	Полотенца однослойные. Цвет белый. Размер в развернутом состоянии 22х24 см. 250 листов в пачке. 100% целлюлоза. 20 пачек в коробке	уп	20
19	Пакет для сбора и хранения отходов класса Б (50 x 60 см).	Пакет полиэтиленовый, одноразовый для сбора хранения и удаления опасных медицинских отходов класса Б (согласно СанПин 2.1.8.728-99), и информационным окном (для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица). На лицевой стороне пакета нанесены предупредительные надписи: - «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами, - «работать в средствах индивидуальной защиты», - «руками не утрубовывать», - «не пересыпать», - «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка каждого пакета должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение. Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов. Размеры: 50 x 60 см. Толщина пленки – не менее 20 мкр. Возможная нагрузка безопасного сбора в пакеты до 15 кг. Пакет должен содержать боковые складки, клемму. Цвет – желтый	шт	100
20	Пакет для сбора и хранения отходов класса А (50 x 60 см).	Пакет полиэтиленовый, одноразовый для сбора и утилизации неопасных медицинских отходов класса А (согласно СанПин 2.1.7.728-99) и информационным окном (для указания: названия ЛПУ, подразделения ЛПУ, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица). - «знак биологической опасности» в соответствии с	шт	100

		международными стандартами, - «работать в средствах индивидуальной защиты», - «руками не утрямбовывать», - «не пересыпать», - «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы». Маркировка каждого пакета должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение. Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов. Размеры: 50 x 60 см. Толщина пленки – не менее 20 мкр. Возможная нагрузка безопасного сбора в пакеты до 15 кг. Пакет должен содержать боковые складки, клемму. Цвет – белый		
21	Стяжка и бирка	Комплект бирка-стяжка для маркировки медицинских пакетов класса Б	комп	100
22	Средство для быстрой дезинфекции спрей 0,75 л	Средство для быстрой дезинфекции Сфера применения: - дезинфекция небольших по площади поверхностей, оборудования, приборов, включая датчики УЗИ, бактерицидные лампы, - дезинфекция перчаток, надетых на руки персонала. Средство применяется в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, включая операционные отделения, отделения реанимации, перевязочные, стоматологические кабинеты. Средство содержит в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт - не менее 65%, ЧАС – не более 0,03%, а также функциональные компоненты. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 - 4 класс при нанесении на кожу и при введении в желудок. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает бактерицидным (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций, (в т.ч. возбудителей туберкулеза – тестировано на M.tetrae)), фунгицидным (в том числе в отношении дрожжевых грибов, трихофитий) и вирулицидным действием (в том числе в отношении возбудителей вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции, герпеса, полиомиелита, аденовирусов, ротавирусов). Режимы применения средства: Дезинфекция гладких поверхностей: - бактериальный и вирусный режим: экспозиция не более 0,5 мин Расход средства – не более 50мл на 1м² Упаковка – флакон с распылителем не менее 0,75 литра	фл	10
23	Кожный антисептик 1л.	Кожный антисептик Сфера применения: - обработка кожи операционных полей, - обработка кожи инъекционных полей методами протирания и орошения, - обработка кожи перед введением катетеров, - обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки медицинского персонала.	фл	3

		Готовый к применению неокрашенный раствор, содержащий в качестве действующих веществ изопропиловый и пропиловый спирт суммарно не менее 70%, хлоргексидина биглюконат – не менее 0,5%, а также функциональные добавки и обезжиривающие компоненты. Не содержит ЧАС, производных фенола, полимерных производных гуанидина. Токсичность по ГОСТ 12.1.007-76 – 4 класс при введении в желудок и нанесении на кожу. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя не менее 3 лет. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, внутрибольничные инфекции), вирусов (включая вирусы полиомиелита), патогенных грибов. Средство обладает пролонгированным действием в течение не менее 5 часов. Режимы применения средства: Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров: двукратное протирание ватным тампонами, обильно смоченными средством, экспозиция не более 1 мин. Обработка кожи инъекционного поля методами протирания и орошения: экспозиция не более 20 сек Обеззараживание медицинских перчаток, надетых на руки персонала: экспозиция не более 3 мин. Упаковка: - флакон не менее 1 литра с дозирующей насадкой.		
24	Пленка рентгеновская медицинская универсальная (синечувствительная) 18*24*100	Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная, предназначена для использования в сочетании с усиливающими редкоземельными и вольфраматными экранами синего свечения. Пленка сенсibilизированна на длинах волн 370 и 450 нм. Максимальная оптическая плотность составляет 3,5 ед. Содержание серебра – 6,0 г/кв.м. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяца с месяца производства, изменение характеристик пленки к окончанию гарантийного срока хранения не превышает 10%. Коробки рентгеновской пленки маркированы производителем знаком соответствия директиве ЕС 93/42/ЕЕС, указывающим на то, что продукция изготавливается в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой в медицине. Размер: 18,0 см х 24,0 см. Фасовка: 100 листов в упаковке.	шт	2
25	Пленка рентгеновская медицинская универсальная (синечувствительная) 24*30*100	Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная, предназначена для использования в сочетании с усиливающими редкоземельными и вольфраматными экранами синего свечения. Пленка сенсibilизированна на длинах волн 370 и 450 нм. Максимальная оптическая плотность составляет 3,5 ед. Содержание серебра – 6,0 г/кв.м. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяца с месяца производства, изменение характеристик пленки к окончанию гарантийного	шт	2

		срока хранения не превышает 10%. Коробки рентгеновской пленки маркированы производителем знаком соответствия директиве ЕС 93/42/ЕЕС, указывающим на то, что продукция изготавливается в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой в медицине. Размер: 24,0 см х 30,0 см. Фасовка: 100 листов в упаковке.		
26	Пленка рентгеновская медицинская универсальная (синечувствительная) 30*40*100	Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная, предназначена для использования в сочетании с усиливающими редкоземельными и вольфраматыными экранами синего свечения. Пленка сенсibilизированна на длинах волн 370 и 450 нм. Максимальная оптическая плотность составляет 3,5 ед. Содержание серебра – 6,0 г/кв.м. Гарантийный срок хранения - 24 месяца с месяца производства, изменение характеристик пленки к окончанию гарантийного срока хранения не превышает 10%. Коробки рентгеновской пленки маркированы производителем знаком соответствия директиве ЕС 93/42/ЕЕС, указывающим на то, что продукция изготавливается в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой в медицине. Размер: 30,0 см х 40,0 см. Фасовка: 100 листов в упаковке.	шт	1
27	Пленка рентгеновская медицинская универсальная (синечувствительная) 20*40*100	Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная, предназначена для использования в сочетании с усиливающими редкоземельными и вольфраматыными экранами синего свечения. Пленка сенсibilизированна на длинах волн 370 и 450 нм. Максимальная оптическая плотность составляет 3,5 ед. Содержание серебра – 6,0 г/кв.м. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяца с месяца производства, изменение характеристик пленки к окончанию гарантийного срока хранения не превышает 10%. Коробки рентгеновской пленки маркированы производителем знаком соответствия директиве ЕС 93/42/ЕЕС, указывающим на то, что продукция изготавливается в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой в медицине. Размер: 20,0 см х 40,0 см. Фасовка: 100 листов в упаковке.	шт	1
28	Пленка рентгеновская медицинская универсальная (синечувствительная) 35*43*100	Пленка рентгеновская медицинская синечувствительная, предназначена для использования в сочетании с усиливающими редкоземельными и вольфраматыными экранами синего свечения. Пленка сенсibilизированна на длинах волн 370 и 450 нм. Максимальная оптическая плотность составляет 3,5 ед. Содержание серебра – 6,0 г/кв.м. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяца с месяца производства, изменение характеристик пленки к окончанию гарантийного срока хранения не превышает 10%. Коробки рентгеновской пленки маркированы производителем знаком соответствия директиве ЕС 93/42/ЕЕС, указывающим на то, что продукция изготавливается в соответствии с особыми требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой в	шт	1

		медицине. Размер: 35,0 см х 43,0 см. Фасовка: 100 листов в упаковке.		
29	Концентраты реактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок, (фиксаж 2х20л.)	Двухкомпонентный концентрат фиксажа для проявочных машин, обладающий улучшенными экологическими характеристиками, и высокой дубящей способностью, для получения 2*20 л рабочего раствора. Упаковка: набор канистр (2 канистры части А, 2 флакона с раствором В). Срок годности – не менее 2 года	шт	1
30	Концентраты реактивов для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок, (проявитель 2х20л)	Трехкомпонентный концентрат проявителя для автоматических проявочных машин, обладающий улучшенными экологическими характеристиками для получения 2*20 л рабочего раствора. Упаковка: набор канистр (2 канистры части А, 2 флакона с раствором В и 2 флакона с раствором С. Химический состав проявителя позволяет применять для обработки, пленок для общей рентгенологии, маммографии и в мультимедийных камерах с жидкостной проявкой. Обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Срок годности – не менее 2 года	шт	1

Заместитель директора по ОБ

А. В. Лыженков